

## TERMOMETRO HG01

Termómetro De Grado Médico Hospitalario Sin Contacto (32°C – 42,9°C)

### Ficha Técnica

#### Descripción

**RÁPIDO + EXACTO:** Termómetro infrarrojo / infrarrojo de lectura instantánea sin contacto más preciso y modo dual para niños pequeños y adultos, permite medir líquidos (biberones). Lectura ultra rápida en menos de 1 segundo mediante un sensor de temperatura de súper precisión. LCD grande inteligente con código de color, fácil de leer: verde, amarillo, rojo para temperaturas normales, elevadas y altas de indicador de fiebre corporal (medición en la cabeza). Dispositivo de salud para bebés recién nacidos para el cuidado de enfermos, fiebre, gripe o resfriado.



\*El color puede variar según disponibilidad azul/ blanco o purpura/ Blanco  
\*Baterías no incluidas

#### Características Adicionales:

- Ligero y portátil.
- Sensor Infrarrojo avanzado
- Capacidad de almacenamiento
- Configuraciones C / F (Celsius o Fahrenheit)
- Luz de noche,
- Tres colores de fondo
- Modo silencioso
- Apagado automático.
- Medición sin contacto higiénico no invasivo para mayor comodidad.
- Alerta audible de fiebre.
- Ahorrador de energía después de 60 segundos

#### Certificaciones y Registro

- ISO9001
- CE
- Los termómetros infrarrojos están aprobados por el U.S. Food and Drug Administration (FDA)
- Aprobación INVIMA



#### Información técnica

Ítem	Descripción
Método de Medición	Sin contacto con Sensor Infrarrojo
Distancia de medición	1cm a 5cm
Rango de temperatura	32°C-42,9°C
Precisión de medida	±0,2°C
Tiempo de Lectura	Aprox. 1 Seg.
Display Cristal Liquido	Si, 3 colores de fondo 
Alarma de fiebre	Si
Memoria	Si
Alimentación	2*1,5V Baterías AAA – NO incluidas
Garantía	1 año
Marca	DIKANG
País origen	China

#### Garantía

Garantía de 1 año. La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar el producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.



#### Para Mayor Información:

3114181179

3114713661