



TOMA DE MUESTRAS COVID-19 CON FICHA 346

Identifique el medio MTV con nombres, apellidos y documento del paciente

Rotule el medio con el código de barras e identifique origen de la muestra (Hisopado Nasofaríngeo)

Introduzca los dos escobillones en el medio MTV y rompa el sobrante del palo de los escobillones. Cierre herméticamente el vial del MTV

Envuelva el vial con papel absorbente y deposítelo dentro del combur o frasco de recolección

Muestras a Tomar:

Hisopado nasofaríngeo de cada una de las fosas nasales del paciente.



Realice envío a la
CENTRAL DE PROCESAMIENTO DE
LABORATORIO COMPENSAR



Estabilidad de la muestra: 2-8 °C.
48 horas

Identifique el combur o frasco (**CON CODIGO DE BARRAS**) y deposítelo dentro de la bolsa ziploc.

Deposite la bolsa en el recipiente de transporte.

Retírese los EPP y descártelos en la bolsa roja.